

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Versie t.b.v. website

## Doel

Het opvangen en insturen van feces voor microbiologisch onderzoek.

## Benodigd materiaal

- Onsteriel fecespotje (met lepeltje)
- Evt. onsteriele handschoenen

## Werkwijze

Pas voorafgaande aan en na afloop van zorgtechnische handelingen handhygiëne toe.

- Voorzie het fecespotje van patiëntgegevens van de patiënt (naam en geboortedatum / patiëntnummer / BSN-nummer)
- Trek handschoenen aan
- Vang feces op m.b.v. een fecesvanger of in een po.
- Doe met het lepeltje voldoende (maar ook niet te veel) feces in het potje. Minimale hoeveelheid is een vol lepeltje
- Sluit het potje goed af
- Trek de handschoenen uit
- Breng of verzend het materiaal met aanvraag naar een locatie van Microvida.

## Instructie fecesvanger



### Eenvoudig, Hygiënisch en Praktisch

- Open de fecesvanger door het papier voorzichtig in de richting van de pijlen te openen;
- Plak de fecesvanger achterop de wc bril, zoals in het plaatje is aangegeven;
- Voorkom dat het papier in aanraking komt met water;
- Neem na het poepen het monster;
- Verwijder de fecesvanger in het toilet

Voor instructiefilm zie ook: <https://www.youtube.com/watch?v=zdvORhnbbl4>

## Algemene opmerkingen

Vermeld klinische gegevens en evt. antibioticumgebruik.