

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Versie t.b.v. website

## Doel

Het verkrijgen van een mid-stream urine voor microbiologisch onderzoek.

## Benodigd materiaal

- schoon nat washandje of wattenbollen met (steriel) water
- schone po of urinaal
- steriele urinecontainer met dop
- Evt. onsteriele handschoenen

## Werkwijze

Pas voorafgaande aan en na afloop van zorgtechnische handelingen handhygiëne toe.

- Voorzie de urinecontainer van patiëntgegevens van de patiënt (naam en geboortedatum / patiëntnummer / BSN-nummer)
- Trek evt. onsteriele handschoenen aan
- Reinig de mond van de urethra door goed te wassen onder de douche of met een schoon nat washandje of met wattenbollen met (steriel) water
  - Bij de man; schuif zonodig de voorhuid terug en reinig de glanspenis
  - Bij de vrouw de kleine schaamlippen spreiden en maak de urethraopening schoon
- Laat de patiënt wat urine lozen in het toilet
- Vang een middenportie urine op in een schone po of urinaal of direct in het steriele urinepotje
- Laat de patiënt verder uitplassen
- Breng eventueel de opgevangen mid-stream urine vanuit de po of urinaal over in de urinecontainer
- Sluit de urinecontainer goed af
- Trek de handschoenen uit
- Breng of verzend de urine naar een locatie van Microvida.