

**Titel: Materiaal t.b.v. mycologisch onderzoek afnemen**

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:
---

## Doel

Het opvangen en insturen van materiaal voor mycologisch onderzoek.

## Benodigd materiaal

- Steriele container met schroefdop
- eSwab

## Werkwijze

- Haren: Selecteer 10 tot 12 geïnfecteerde haren en trek deze met de wortel eruit. Indien mogelijk selecteer de haren die fluoresceren onder een Wood's lamp. Verzamel ze in een steriele container met schroefdop.
- Huid: Maak de huid schoon met alcohol 70%. Schraap de oppervlakte van de huid (vermijd bloed). Verzamel de huidschilfers in een steriele container met schroefdop.
  - Opm.: onderzoek op *Malassezia furfur* is alleen mogelijk van huidschilfers
- Nagels: Verwijder nagellak, maak de nagels schoon met alcohol 70%. Schraap onder de nagel en oppervlakte. Verzamel ze in steriele container met schroefdop.
- Overige klinische materialen: Zie afnameprotocollen urine, sputum, eSwab.